framax
Insumos médicos y de laboratorio

MEDIAS ANTIEMBOLICAS

Las medias anti embólicas son un producto que previene la trombosis venosa profunda. La compresión que brindan las medias van de 22 mmHg en el tobillo hasta 12 mmHg en el muslo. Estudios confirman el alto grado de efectividad en el uso de estas medias para acelerar el retorno venosos y prevenir el trombo embolismo

- Libre de Látex e hipoalergénico, reutilizable.
- Almacenamiento: 5-30 grados Celsius
- Certificación: CE e ISO 13485
- Presentación: Caja unitaria
- -Materiales: Elastano 20%, poliamida 80%
- Procedencia: China

Código	Modelo	Presentación
IM1600	Media anti embólica Talla S	Unidad
IM1601	Media anti embólica Talla M	Unidad
IM1602	Media anti embólica Talla L	Unidad
IM1603	Media anti embólica Talla XL	Unidad





MEDIAS ANTI EMBOLICAS S, M, L ,XL

ESPECIFICACIONES PRODUCTO						
Código Interno	Talla	Tobillo	Pantorrilla	Bajo rodilla	Muslo	Color de talón
AAMEDAN2	S	19 - 21 cm	31 - 37 cm	29 - 36 cm	46 - 58 cm	ROJO
AAMEDAN3	M	21 - 23 cm	32 - 40 cm	30 - 39 cm	50 - 62 cm	AZUL
AAMEDAN4	L	23 - 25 cm	33 - 42 cm	31 - 41 cm	54 - 66 cm	AMARILLO
AAMEDAN5	XL	25 - 27 cm	34 - 44 cm	32 - 43 cm	58 - 70 cm	NARANJA

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO								
Suave:	Si: X	No:	**Resistente:**	Si: X	No:	**Adaptable:**	Si: X	No:
Hipoalergénico:	Si: X	No:	**Respirable:**	Si: X	No:	**Impermeable:**	Si:	No: X

- La compresión que aplica en las piernas es elástica, continúa y decreciente. Su elasticidad es en ambos sentidos.
- Es suave, segura y fácil de usar.
- Permite una buena adaptación anatómica.
- El material de las medias permite respirar a la piel.
- Posee una banda superior inteligente de silicona que garantiza y proporciona un ajuste antideslizante en el muslo.
- Tiene una apertura de inspección en la planta del pie que permite controlar la circulación periférica distal y ser antideslizante.
- Posee el talón codificado por colores que simplifica la elección del tamaño.
- El talón esta reforzado, acolchado y hormado, para cuidar esta zona de apoyo.
- La punta del pie es antibacteriana y antimicótica, reduciendo los microorganismos normales del ambiente hospitalario incluso después de lavados repetidos.
- El elastano presente en el tejido de la media permite tener una alta extensibilidad y resistencia.
- Se puede usar en muslos sobre 78 cm de circunferencia.
- Las medias son de larga durabilidad manteniendo la gradiente de compresión posterior al lavado. (hasta 10 lavados a 90°C).
- Compresión promedio de las medias: Tobillo 14 – 22 mmHg / Muslo 5- 12 mmHg.

INDICACIONES DE USO

- Use las medias anti embólicas en el pre y post operatorio inmediato del paciente, así se mejora el retorno venoso luego de la estasis sanguínea que se acentúa durante el acto quirúrgico.
- Brindan compresión rápida y efectiva post intervenciones quirúrgicas venosas, tales como, ligaduras, escleroterapia y terapia láser. En estas cirugías el riesgo de trombosis venosa está aumentado, por lo tanto, prevenir es prioridad.
- Uso en intervenciones quirúrgicas en traumatología y ortopedia, en donde la estasis sanguínea también está aumentada.
- Esta terapia compresiva previene edemas.
- Uso de medias anti embólicas en todo paciente que sea sometido a cirugías en donde se aumente la presión abdominal, lo que dificulta el retorno venoso a la vena cava superior, por ende aumenta el riesgo de trombosis en las piernas.
- Uso en todo paciente que tenga como antecedentes mórbido trombosis venosas profunda, tromboembolismo pulmonar y alteraciones de la coagulación.



DESCRIPCIÓN GRÁFICA



