framax
Insumos médicos y de laboratorio

TERMOMETROS CLINICOS

Los termómetros clínicos están indicados para la toma de temperatura axial y rectal, en un ambiente clínico, hospitalario o domiciliario.

- Producto reutilizable con el mismo usuario
- Almacenamiento: 5-30 grados Celsius
- Certificación: CE, ISO 13485, 9001, CE 93/42/EEC
- Presentación: Caja unitaria
- Materiales: Polímero de alta densidad
- Procedencia: China

Código	Modelo	Presentación
IM1586	Termómetro clínico	Unidad



RANGOS DE MEDICIONES			
Pantalla a baja temperatura:	Temperatura <32.0°C(90°F>. Pantalla Lo°C/°F.	**Rango de medición:**	32.0°C - 42.9°C (90°F-109.4°F).
Pantalla a alta temperatura:	Temperatura >42.9°C (109.4°F). Pantalla Hi°C/°F.	**Definición de pantalla:**	0,1°C/F°.
Alarma de fiebre:	>37.8°C(100.0°F) 30 sonidos cortos durante 10 segundos.	**Apagado automático:**	Ocurre a los 8 ± 2 minutos.
Alarma normal:	<37.8°C(100.0°F) 10 sonidos largos durante 10 segundos.	**Tipo de batería:**	LR41 o SR41.
Condiciones de funcionamiento:	*Temperatura* 10°C-35°C (50°F - 95°F) *Humedad* 30%-85% RH.	**Precisión:**	±0.1°C(±0.2°F°) rango de medición. 35.5°C -39.0°C(95.9°F-102.2°F), otro rango: ±0.2°C (±0.4°F).

INSTRUCCIONES DE USO

1. Pulse el botón de encendido.
2. Espere la numeración de la pantalla este en cero.
3. Coloque la punta del termómetro en zona corporal. (boca, axila o recto).
4. Espere la señal auditiva que indicará la medición de la temperatura.
5. La pantalla indicará la medición, expresada con 3 dígitos.
6. El termómetro se apagará de manera automática a los 8 ± 2 minutos.

DESCRIPCIÓN GRÁFICA

