framax
Insumos médicos y de laboratorio

TUBOS RECOLECTORES DE MUESTRA VACULAB

Los tubos al vacío Vaculab son empleados para transportar y procesar sangre para análisis de suero, plasma, sangre y líquidos biológicos en el Laboratorio, para realizar distintos análisis Clínicos. Son estériles y están bajo medidas industriales muy estrictas en cuanto al control de calidad.

Código	Modelo	Presentación
LC798	Tubo Vaculab, SSGT Gel T/Amarilla, 5.0ml 13x100mm	100 unidades
LC799	Tubo Vaculab, SSGT Gel T/Amarilla, 3.5ml 13x75mm	100 unidades
LC800	Tubo Vaculab, (K2)EDTA T/Lila, 3ml 13x75mm	100 unidades
LC801	Tubo Vaculab, (K2)EDTA T/Lila, 6ml 13x100mm	100 unidades
LC802	Tubo Vaculab, act.coag T/Roja, 4ml 13x75mm	100 unidades
LC803	Tubo Vaculab, Floruro/EDTA T/Gris, 4ml 13x75mm	100 unidades
LC804	Tubo Vaculab, Floruro/EDTA T/Gris, 2ml 13x75mm	100 unidades
LC805	Tubo Vaculab, PSGT, Gel H/Litio T/Verde, 3ml 13x75mm	100 unidades
LC806	Tubo Vaculab Citrato T/Celeste, 2.7ml 13x75mm	100 unidades
LC807	Tubo Vaculab Citrato T/Celeste, 1.8ml 13x75mm	100 unidades
LC808	Tubo Vaculab sin aditivo, 3ml T/Blanca, 13x75mm	100 unidades
LC809	Tubo Vaculab PPGT EDTA Gel, 5ml T/Rosada, 13x100mm	100 unidades

- Material: Polietileno (PET).
- Norma de fabricación: CE.
- Fabricación: China
- Ideales para uso de sistema multipunción

(LC798-LC799) TUBO AMARILLO GEL SEPARADOR

Este tipo de tubo contiene un gel inerte que después de la centrifugación se instala entre el suero y las células sanguíneas, generando una barrera física y química entre las fracciones. Ciertos analitos como la glucosa, el fosforo y el potasio se alteran rápidamente en ausencia de esta barrera.



- Mejor calidad de la muestra
- Optimización del flujo de trabajo
- No requiere tubo segundario
- Homogenización: 6 inversiones completas
- Material: Plástico estéril (PET) con paredes internas siliconadas, libre de látex
- Almacenamiento: 4-25 °C
- Esterilización: Radiación gamma
- Aplicación Química, Inmunoensayos, Serología, Drogas Terapéuticas
- Centrifugación 3500-3800 rpm 10-15 min

(LC800-801) TUBO HEMATOLOGIA EDTA

El EDTA (etilendiaminotetraacetato) liofilizado se emplea como anticoagulante en las muestras de sangre para test de hematología. El EDTA se asocia formando complejos con el calcio, lo que inhibe la cascada de la coagulación. La concentración de EDTA es de 1.8 mg/ml de sangre. La sal recomendada preferentemente es di potásica (K2EDTA).



- Homogenización: 8-10 inversiones completas inmediatamente después de la extracción.
- -Material: Plástico estéril (PET) con paredes internas siliconadas, libre de látex
- Almacenamiento: 4-25 °C
- Esterilización: Radiación gamma
- Aplicación: Hematología, Morfología sanguínea, Inmunohematología, Serología

(LC802) TUBO ACTIVADOR DE LA COAGULACION

La superficie interna de este tubo contiene polvo de sílice, que actúa como activador de la coagulación.

- Material: Plástico estéril (PET) con paredes internas siliconadas, libre de látex
- Almacenamiento: 4-25 °C
- Esterilización: Radiación gamma
- Aplicación Química, Inmunoensayos, Serología, Drogas Terapéuticas



(LC803-804) TUBO GLUCOSA EDTA – FLORURO DE SODIO

Los valores de glucosa en muestras de sangre sin conservante decrecen rápidamente tras la extracción, ya que la glucosa va siendo metabolizada por las células sanguíneas. El Fluoruro es el aditivo encargado de detener la actividad de la ruta metabólica de la glucolisis.



- Homogenización: 8-10 inversiones completas inmediatamente después de la extracción.
- Material: Plástico estéril (PET) con paredes internas siliconadas, libre de látex
- Almacenamiento: 4-25 °C
- Esterilización: Radiación gamma
- Aplicación Glucosa y Lactato

(LC805) TUBO HEPARINA CON GEL SEPARADOR

Proporciona un plasma limpio y de calidad de forma rápida donde crea una barrera estable que separa el plasma de las células, permitiendo ser utilizado como tubo primario.



- Homogenización: 8-10 inversiones completas inmediatamente después de la extracción.
- Material: Plástico estéril (PET) con paredes internas siliconadas, libre de látex
- Almacenamiento: 4-25 °C
- Esterilización: Radiación gamma
- Aplicación: Química, Inmunoensayos, Serología, Drogas Terapéuticas y protocolos de Urgencia

(LC806-807) TUBO COAGULACION CITRATO DE SODIO

El citrato de sodio se emplea como anticoagulante para el análisis de la coagulación. El mecanismo de acción funciona formando complejos con iones metálicos como el calcio, lo que causa la inhibición de la cascada de la coagulación. Los tubos Vaculab contienen una solución de citrato trisódico al 3.2% (0.109M) La relación adecuada de sangre y aditivo es 9:1



- Homogenización: 8-10 inversiones completas inmediatamente después de la extracción.
- Material: Plástico estéril (PET) con doble pared internas siliconadas, libre de látex
- Almacenamiento: 4-25 °C
- Esterilización: Radiación gamma
- Aplicación Coagulación.

(LC808) TUBO DESCARTE SIN ADITIVO

Tubo sin aditivo para descarte o bien para uso como tubo segundario



- Material: Plástico estéril (PET) con paredes internas siliconadas, libre de látex
- Almacenamiento: 4-25 °C
- Esterilización: Radiación gamma
- Aplicación: Descarte, Líquidos biológicos.

(LC809) TUBO BIOLOGIA MOLECULAR EDTA CON GEL SEPARADOR

Los tubos PPGT se emplean para separación de plasma sin diluir, obtenido a partir de sangre total, para pruebas de diagnostico molecular. Entre sus aplicaciones pueden mencionarse la reacción en cadena de la polimerasa(PCR), pruebas de ADN ramificado (bDNA), etc. Este tubo permite el manejo seguro de muestras infecciosas por ser de sistema cerrado. La barrera de gel permite que el plasma tome contacto con los glóbulos rojos.



- Estabilidad carga viral: 6hrs en sangre completa T° ambiente/24hrs en plasma separado T° ambiente/ 5 días en plasma separado a 4°C
- Material: Plástico estéril (PET) con paredes internas siliconadas, libre de látex
- Almacenamiento: 4-25 °C
- Esterilización: Radiación gamma
- Aplicación: Biología Molecular