

## KIT TINCION GRAM RENYLAB

La tinción de Gram se utiliza para diferenciar las bacterias intactas y morfológicamente similares en dos grupos según el color de la célula después de la tinción. Además, se hacen evidentes la forma, el tamaño y los detalles estructurales de la célula. Dicha información preliminar proporciona indicios importantes en cuanto al tipo de organismo u organismos presentes y las técnicas ulteriores necesarias para caracterizarlos

| Código | Modelo                 | Unidad/Bolsa  |
|--------|------------------------|---------------|
| LC448  | Kit Tinción GRAM 500ML | 1 kit 4x500ml |

- Contenido: Decolorante, Lugol, Safranina, Cristal Violeta e Instructivo de procedimiento.
- Se recomienda uso por profesional calificado.
- Requiere medidas de bioseguridad.

