

ALCOHOL

El alcohol al 70% está diseñado para la limpieza de dispositivos médicos tipo II sensibles al calor. Entre los materiales que el fabricante indica con alcohol están el polipropileno (PP), el policarbonato, el acero inoxidable, el acrilonitrilo butadieno estileno (ABS) y poliestileno (PS)

Código	Modelo	Presentación
IM1998	Alcohol 70° spray 500 ml ELITE	1 Unidad
IM1999	Alcohol 95° 1 litro	1 Unidad
IM1200	Alcohol 70° 1 litro ECOSAFE	1 Unidad
IM1990	Alcohol 70° 1 litro LISE	1 Unidad

- Producto estable
- PH: 5,5-8
- Punto de inflamación: 14°C
- Temperatura de autoignición: 422°C
- Almacenamiento: Lugar fresco (5-30 grados)
- Presentación: envase de 1 litro



ADVERTENCIAS

Contacto ocular:	Lave los ojos con agua fría y mantenga los ojos abiertos. Enjuague por 10 minutos.
Contacto dérmico:	Enjuague la piel con abundante agua, cambie su ropa con alcohol y lávela. Recuerde el alcohol es inflamable.
Ingesta accidental:	Acuda a un servicio de urgencia. Mantenga fuera del alcance de los niños.

MEDIDAS EN CASO DE FUEGO

Agente de extinción	Polvo químico seco.
Equipo de protección especial:	Usar equipo de respiración autónoma.
En caso de derrame:	Aislé y ventilé el área. Aleje toda fuente de ignición.
Recoger alcohol con material absorbente:	Arena.

