

## MANGOS Y ASAS MICROBIOLÓGICAS

Las asas de níquel cromo aseguran la toma de un inóculo con precisión. Sus dimensiones permiten ser utilizadas tanto para tomar muestras en placas o tubos de cultivos bacteriano u fúngicos.

- Autoclavable
- Material: Níquel cromo (asas) y acero (mango).
- No caduca
- Origen: China

| Código | Modelo                                     | Unidad/Bolsa |
|--------|--------------------------------------------|--------------|
| LC400  | Asas níquel cromo loop 1ul                 | 1 unidad     |
| LC401  | Asa calibrada metálica 1ul mango verde     | 1 unidad     |
| LC402  | Asa níquel cromo loop 10ul                 | 1 unidad     |
| LC403  | Asa calibrada metálica 10ul mango amarillo | 1 unidad     |
| LC404  | Asas níquel cromo recta                    | 1 unidad     |
| LC405  | Mango porta asas acero 20 cms              | 1 unidad     |
| LC406  | Asa Digrafsky                              | 1 unidad     |
| LC407  | Mango porta asas acero 30 cms              | 1 unidad     |



(LC400, LC402 Y LC403) ASAS SIN MANGO REUTILIZABLES, **1 UNIDADES**



(LC406) ASA DRIGLASKY, **1 UNIDADES**



(LC405) MANGOS PORTA ASAS 20 CMS, **1 UNIDADES**



(LC407) MANGOS PORTA ASAS 30 CMS, **1 UNIDADES**

