

SET DE ADMINISTRACION DE SOLUCIONES

El set de administración de soluciones desechable esta indicado para la administración de soluciones líquidas estériles directamente a la vía venosa. Permite el acceso al torrente sanguíneo de soluciones como medicamentos, y drogas indicadas por el médico.

Código	Modelo	Presentación
IM1540	Set de administración de microgotas con toma de aire 1ml /60 gotas 125 cms Pediátrico	25 Unidad
IM1541	Set de administración de macrogotas con toma de aire 1ml /20 gotas 180 cms adulto	25 Unidad

- Libre de Látex e hipoalergénico
- Esterilidad: Oxido de etileno
- Almacenamiento: 5-30 grados Celsius
- Certificación: CE e ISO 13485, iso9001
- Desechable: Un solo uso
- Materiales: Polipropileno 100 % grado médico.
- Conexión Luer lock/Luer slip
- Cámara micro goteo con filtro de partículas de 15 micras. Macrogota toma de aire y filtro HEPA
- Con roller Clamp (microgotas), roller clamp y punto en "Y" (macrogota)
- Procedencia: China







DESCRIPCIÓN GRÁFICA

Instrucciones:

1. Abra el Set
2. Inserte el punzón en el matraz
3. Administre al paciente
4. Regule el goteo.



Cranberry



Longitud Completa del Set	Diámetro	Grosor de pared	Longitud roller clamp
180 cm	3,5 mm	0.4 mm	55 mm

CERTIFICACIONES


Este fabricante cuenta con las siguientes certificaciones:

- ISO 13485 - 2016.
- ISO 9001.
- EC certificate production quality assurance system 93/42/EEC.

DESCRIPCIÓN GRÁFICA

Instrucciones:

Abra el Set
Inserte el punzón en el
matraz
Administre al paciente
Regule el goteo.



Cranberry