framax
Insumos médicos y de laboratorio

JERINGAS DE VIDRIO

Las jeringas de vidrio sirven para administrar fármacos inyectables en un solo paso. Se pueden conectar a otros dispositivos como agujas de inyección, conexiones luer, adaptadores y unidades de trasferencia. En laboratorios clínicos pueden ser ocupadas en dispensación de reactivos bajo recuento de gotas. En docencia pueden ser utilizadas en administrar reactivos y solventes a sistemas e instrumentos analíticos. Al poseer la capacidad de ser autoclavables, pueden ser utilizadas varias veces.

Código	Modelo	Unidad/Bolsa
MV007	JERINGA 2 ML GRADUADA SAVE PUNTA VIDRIO LUER SLIP	UNIDAD
MV008	JERINGA 5 ML GRADUADA SAVE PUNTA VIDRIO LUER LOCK	UNIDAD

- Contenido: Unidad
- Temperatura Max: 200 °C
- Materialidad: Vidrio Borosilicato duro
- Procedencia: Tailandia (2 ml) India (5 ml)



2 ML


SAVE
HYPODERMIC
SYRINGE
BOROSILICATE HARD GLASS
INTERCHANGEABLE
200°C
2 cc ml
T.V.I. SURGICAL M.F.G. CO. LTD.
½
1
1½
2 ml

5 ML


TOP SYRINGE
MANUFACTURING COMPANY PRIVATE LIMITED
5 ml
5ml/cc