KIT TINCION ZIEHL NEELSEN CHEMIX

La tinción de Ziehl Neelsen se utiliza para colorar e identificar ciertos microrganismos como Cryptosporidium que causa parasitismo y Mycobacterium tuberculosis que causa la tuberculosis, las propiedades de las membranas de estos organismos coloreadas permiten la identificación al microscopio y así entregar un diagnostico rápido y de bajo costo.

Código	Modelo	Unidad/Bolsa
LC550	Kit Tinción Ziehl-Neelsen	1 kit 3x100ml

- Contenido: Decolorante alcohol acido, Fucsina Fenicada, Azul de metileno
- Requiere medidas de bioseguridad.



